

BIJ.017261	PROTOCOL VOOR HET VERSTUREN VOOR MOLECULAIR GENETISCHE DIAGNOSTIEK	GELDIG TOT 01-01-2027
------------	---	-----------------------

Afname- / verzamelcondities

- **Bloed**
2 x 3-6 ml EDTA bloed. Verzending bij kamertemperatuur, niet afdraaien. (NOOIT IN DIEPVRIES OF OP IJS)
- **Urine**
Portie ochtendurine (minimaal 50 ml) in potje verzamelen. Monsters van binnen het Radboudumc, direct afleveren. Monsters van buiten het Radboudumc gekoeld (NIET BEVROREN) insturen.
- **Geïsoleerd DNA**
Verzending bij kamertemperatuur
- **Fibroblasten**
Zie hiervoor het [protocol inzenden materiaal weefselkweek](#)

Voor het insturen van overige monstersoorten (spier, chorionvilli) graag eerst contact opnemen met een stafid (secretariaat: 024-3614567).

Aanlevering

Inzenders vanuit het Radboudumc:

U kunt de moleculaire genetische diagnostiek aanvragen vanuit EPIC.

Inzenders van buiten het Radboudumc:

Aanvragen van moleculaire genetische diagnostiek kan via de volgende link:

<https://order.radboudumc.nl/genetics>

Het materiaal aanleveren met een aanvraagformulier met vermelding van:

- Patiëntgegevens:
 - naam
 - geboortedatum
 - geslacht
 - adres
 - verzekeringsgegevens
 - BSN nummer
 - klinische indicatie
- Afname datum
- Naam aanvragend arts (met telefoon/sein nummer)
- Afdeling en ziekenhuis

BIJ.017261	PROTOCOL VOOR HET VERSTUREN VOOR MOLECULAIR GENETISCHE DIAGNOSTIEK	GELDIG TOT 01-01-2027
------------	---	-----------------------

Verzending

Verzending bij kamertemperatuur.

Bij **verzending van het materiaal** vanuit een ander ziekenhuis, het materiaal bij voorkeur op **maandag, dinsdag** of uiterlijk woensdag inzenden.

Dit om te voorkomen dat het materiaal in het weekend bij het Radboudumc aangeleverd wordt.

Doorlooptijd

De doorlooptijd is doorgaans 4-8 weken, afhankelijk van de vraagstelling en materiaalsoort. Voor prenataal onderzoek is de doorlooptijd maximaal 2 weken. In overleg met de laboratoriumsPECIALIST kunnen er onderzoeken met voorrang worden uitgevoerd, indien de klinische toestand van de patiënt dat noodzakelijk maakt. [Zie webdocument TML overzicht doorlooptijden](#)

Voor toelichting op aanvraag diagnostiek bij Translationeel Metabool Laboratorium, zie

[Toelichting \(DVO\) op de diagnostiekvraag](#)

Verzendadres:

Radboudumc
Laboratorium voor Diagnostiek
Huispost 815
T.a.v. TML, Moleculair Genetische diagnostiek
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Contactgegevens Translationeel Metabool Laboratorium

Telefoon 024-3614567 (secretariaat)
Fax 024-3668754

Informatie Accreditatiestatus: zie rapportage van uitgevoerde diagnostiek